

axiom® REG PX

**УНИКАЛЬНОЕ КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ТРЕХГРАННЫМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ Ø 2,7 мм**

- > Единая платформа для имплантатов всех диаметров, независимо от выбранного ортопедического компонента



**ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ**

- > Винтовая и цементная фиксация, съемное протезирование
- > Одиночное и мостовидное протезирование
- > Постоянные и временные конструкции



**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ  
AXIOM® REG/PX**

- > Хирургический набор
- > Ортопедический набор



axiom® 2.8

**ЗАМЕЩЕНИЕ РЕЗЦОВ!**

**ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИМПЛАНТАТ  
МАЛОГО ДИАМЕТРА**

- > Более широкие возможности протезирования.

**ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ**

- > Различные варианты высоты десны и угла наклона абатментов.

**ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ УСИЛИЯ**

- > Инструмент Safe Lock для точной фиксации протеза



**Anthogyr**  
A Straumann Group Brand

ООО «Штрауманн»  
119571, Москва,  
Ленинский просп., д. 119А  
Телефон: +7 (495) 139 74 74  
E-mail: info.ru@straumann.com  
www.straumann.ru



**Anthogyr**  
A Straumann Group Brand



# ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЦЕПЦИИ **axiom**<sup>®</sup>

## ПРОЧНОЕ И ГЕРМЕТИЧНОЕ КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

- Равномерное распределение механических нагрузок
- Отсутствие микроподвижности предотвращает бактериальную колонизацию
- Субкостальная установка имплантата для сохранения объема кости



## ПРИНЦИП ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ

- Сохранение биологического пространства
- Менеджмент мягких тканей
- Формирование десневого контура с помощью концепции O-ring



## МЕДИЦИНСКИЙ ТИТАН 5-ГО КЛАССА ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКИ

- Более высокая механическая прочность по сравнению с титаном 4-го класса, ниже риск перелома (860 МПа против 550 МПа)
- Менее инвазивный: позволяет использовать имплантат меньшего диаметра, по сравнению с титаном 4-го класса

**axiom**<sup>®</sup>

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЭРГОНОМИЧНЫХ ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В ЛЮБОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

> **Axiom<sup>®</sup> 2.8:**  
Предназначен для изготовления одиночных коронок в области резцов при ограниченной ширине дефекта

> **Axiom<sup>®</sup> PX:**  
Подходит для немедленной имплантации и установке в мягкую кость



> **Axiom<sup>®</sup> REG:**  
Универсальный имплантат подходит для большинства клинических ситуаций

## ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА ПЛЕЧА ИМПЛАНТАТА

- Высокая первичная стабильность
- Сохранение кортикальной кости

## BCP<sup>®</sup> ОСТЕОКОНДУКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (ДВУХФАЗНЫЙ ФОСФАТ КАЛЬЦИЯ)

- Биосовместимость обеспечивает быструю и эффективную остеоинтеграцию имплантата без контаминации окружающих тканей
- Оптимальная шероховатость поверхности (1,5 - 2µm) ускоряет остеоинтеграцию и способствует стабильности



x 1000  
Микроскопическое исследование поверхности имплантата Anthogyr BCP<sup>®</sup>

\* Стандарт ISO 5832-2 "Имплантаты для хирургии – Металлические материалы" - часть 2, стандарт ISO 5832-3 "Имплантаты для хирургии – Металлические материалы" - часть 3.

## ЭРГОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА ИМПЛАНТАТА

**БЕСКОНТАКТНОЕ РЕШЕНИЕ**  
Непосредственный контакт имплантата с угловым наконечником

**ВОЗМОЖНОСТЬ РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ**  
имплантата во время установки

**ЗАЩИТА ИМПЛАНТАТА**  
Титановый зажим

**ОТКРЫТИЕ ОДНОЙ РУКОЙ**

**РАБОТА С ИМПЛАНТАТОМ С ПОМОЩЬЮ ЗАЖИМА**

**ВИНТ-ЗАГЛУШКА**  
Защитный колпачок с винтом-заглушкой